


För kontinuerlig subkutan behandling med läkemedel:

Neria™ Singel och Neria™ Multi 90° stålkanyler, 27 G. 10 st/förpackning.

Neria™ infusionsset – ett användarvänligt infusionsset med 1 till 4 grenar och integrerad hudvänlig häfta. Den dubbelslipade stålkanylen ger skonsamt¹ instick. Finns i olika kanyl- och slanglängder. Nåldjup från 6–12 mm. Liten mängd deadspace² i slangen – 0,13–0,51 ml. Innehåller inte ftalater eller PVC. Infusionssetet är tillverkat av Polyetylen. CE-märkt, Neria™ Singel set stabilitetstestat och godkänt för immunglobuliner, desferal och morfin.^{3–7} Neria™ Multi är stabilitetstestade och godkända för immunglobuliner.⁸



För beställning av Neria™ Singel och Neria™ Multi, se beställningslista under Flik 2 i pärmen. Du kan också beställa en DIGITAL version av beställningslistan på info@infucare.se

Skriv "Önskar digitala beställningslistor för subkutan läkemedelsbehandling" i ärendemeningen så får du listor med vändande e-post för enklare hantering.

Önskas VARUPROV? Beställ på info@infucare.se



Neria™ Singel set



Neria™ Multi 2



Neria™ Multi 3



Neria™ Multi 4

Neria is a trademark of Unomedical A/S.

Referenser:

1. Parsons J. Infusion line preference of patients prescribed apomorphine for complex Parkinson's disease. British Journal of Neuroscience Nursing. December 2009. Vol 5 No 12. 2. Chan.G.C.F, Ng D.D.M.W.et al, Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion – Dependent Thalassemia Patients by the Intrapersonal Cross-over Assessment Model. Am.J. Heamatol, 76:398-404. 3. Compatibility and stability testing of the catheter device Unomedical comfort with the immunoglobulin Subcuvia. IKFE Report. July 23, 2009. Data on file. Unomedical. 4. Transferability of biocompatibility test results from tests with Subcuvia to other corresponding drugs. IKFE No. 09016. April 16, 2009. Data on file. Unomedical. 5. Drug Device Stability Test Thalaset – Study Desferal (deferroxamine mesilate). July 1, 2006. Data on file. Unomedical. 6. Drug Compatibility Study of Three Infusion Devices with Morphine Sulfate, version 1.4, IKFE 10006, September 2, 2001. Data on file. Unomedical. 7. Unomedical 14, Drug Compatibility Study of Quadfurcated Infusion Device (neria™ multi) with Immunoglobulin Solution for Subcutaneous Infusion (Hizentra®). Approval Date 31.01.2012. Data on file. Unomedical.

